

# IST IHR UNTERNEHMEN AUF DEN PLÖTZLICHEN HERZSTILLSTAND VORBEREITET?

Mit dem ZOLL AED 3 sind Sie es

## Der AED 3 unterstützt Sie

Der ZOLL AED 3™ führt mit seiner Real CPR Help® Technologie mit integrierten Sprach- und Textanweisungen sowie visuell durch die gesamte Wiederbelebung. Dank des eingebauten Echtzeit-Feedbacks mit Rückmeldungen zu Druckfrequenz und der empfohlenen Drucktiefe von 5-6 cm können Sie qualitativ hochwertige Wiederbelebung leisten und somit die Überlebenschance des Patienten erhöhen.

Gemäß dem Europäischen Rat für Wiederbelebung (ERC) hat ein Betroffener bei einem direkten Zugang zu einem AED kombiniert mit qualitativ hochwertiger Wiederbelebung und Hilfe durch den Rettungsdienst die besten Überlebenschancen.<sup>1</sup>

## Niedrige Anschaffungs- und Instandhaltungskosten

Eine Elektrode für Erwachsene und Kinder sowie Batterien mit einer langen Lebensdauer (beide 5 Jahre) müssen seltener ausgetauscht werden - somit sparen Sie Zeit und Geld und stellen sicher, dass Sie für den Ernstfall gerüstet sind.

## Mehr Unterstützung und Vertrauen für die Ersthelfer

- Ein großer Bildschirm mit farbigen Bildern unterstützt Sie bei der Lebensrettung
- WLAN ermöglicht Monitoring und Überwachung der Einsatzbereitschaft des AED sowie eine schnelle Datenübertragung
- Neue universelle CPR Uni-padz™ Elektroden können für Erwachsene und für Kinder benutzt werden
- Der RapidShock™ EKG-Analysealgorithmus ermöglicht eine Unterbrechung der Wiederbelebung von nur max. 5 Sekunden um Folgeschäden zu vermeiden



**80%**

DER HERZSTILLSTÄNDE  
PASSIEREN  
AUSSERHALB DES  
KRANKENHAUSES<sup>1</sup>



**10%**

WENIGER ÜBERLEBEN  
FÜR JEDE MINUTE MIT  
VERZÖGERTER DEFIBRILLATION<sup>1</sup>



**5%**

ÜBERLEBENSCHANCE  
WENN EINE PERSON  
ZUSAMMENBRICHT UND NICHTS  
PASSIERT BIS PROFESSIONELLE  
HILFE EINTRIFFT<sup>1</sup>

<sup>1</sup>G.D. Perkins et al. *Resuscitation*.  
95 (2015) 81-99



Jedes ZOLL AED 3 Paket enthält:

- ZOLL AED 3 Halb- oder Vollautomat
- CPR Uni-padz Universal Elektroden
- ZOLL AED 3 Lithium Batterie
- Noifallset
- Bedienungsanleitung

ZOLL AED 3 Halbautomat

Artikelnummer: 8501-001201-08

ZOLL AED 3 Vollautomat

Artikelnummer: 8501-001202-08

Für mehr Informationen oder um eine Produktvorstellung des ZOLL AED 3 vor Ort zu vereinbaren, kontaktieren Sie noch heute die DefiStore

Tel: +49 (0) 541 600 52 8 -3 E-Mail: [vertrieb@defistore.de](mailto:vertrieb@defistore.de) Web: [www.defistore.de](http://www.defistore.de)  
DefiStore Deutschland, Birkenallee 34, 49076 Osnabrück

